

E.404-4/2

Εργαστήριο:

Μονάδα Βακτηριολογίας

α/α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ	ΣΧΟΛΙΑ
1	PCR Mycobacterium tuberculosis	ΕΝΥ, Μυελός, Ούρα, Ιστός	2°έως 8°C	4 εργάσιμες ημέρες	
2	PCR Mycobacterium avium/intracellulare	ΕΝΥ, Μυελός, Ούρα, Ιστός	2°έως 8°C	4 εργάσιμες ημέρες	
3	PCR Brucella spp.	Αίμα σε αντιπηκτικό EDTA, Μυελός, Ιστοί βιοψίας (εκτός φορμόλης)	2°έως 8°C	4 εργάσιμες ημέρες	
4	PCR Legionella pneumophila	Αίμα σε αντιπηκτικό EDTA, Πτύελα, Βρογχικές εκκρίσεις, Ιστοί βιοψίας (εκτός φορμόλης)	2°έως 8°C	4 εργάσιμες ημέρες	
5	PCR Leptospira spp.	Αίμα σε αντιπηκτικό EDTA, Ούρα	2°έως 8°C	4 εργάσιμες ημέρες	
6	PCR Borrelia burgdorferi	Αίμα σε αντιπηκτικό EDTA, ΕΝΥ, Πτύελα, Βρογχικές εκκρίσεις, Ιστοί βιοψίας (εκτός φορμόλης)	2°έως 8°C	4 εργάσιμες ημέρες	
7	PCR Coxiella burnetti	Αίμα σε αντιπηκτικό EDTA, ΕΝΥ, Πτύελα, Βρογχικές εκκρίσεις, Ιστοί βιοψίας (εκτός φορμόλης)	2°έως 8°C	4 εργάσιμες ημέρες	
8	PCR Rickettsia spp.	Αίμα σε αντιπηκτικό EDTA, ΕΝΥ, Πτύελα, Βρογχικές εκκρίσεις, Ιστοί βιοψίας (εκτός φορμόλης)	2°έως 8°C	4 εργάσιμες ημέρες	
9	PCR Mycoplasma pneumonia	Αίμα σε αντιπηκτικό EDTA, Πτύελα, Βρογχικές εκκρίσεις, Ιστοί βιοψίας (εκτός φορμόλης)	2°έως 8°C	4 εργάσιμες ημέρες	
10	PCR Francisella tularensis	Αίμα σε αντιπηκτικό EDTA, ΕΝΥ, Πτύελα, Βρογχικές εκκρίσεις, Ιστοί βιοψίας (εκτός φορμόλης), Επιφανειακές βλάβες δέρματος	2°έως 8°C	4 εργάσιμες ημέρες	
11	PCR Bacillus anthracis	Αίμα σε αντιπηκτικό EDTA, ΕΝΥ, Πτύελα, Βρογχικές εκκρίσεις, Ιστοί βιοψίας (εκτός φορμόλης),	2°έως 8°C	4 εργάσιμες ημέρες	

		Επιφανειακές βλάβες δέρματος, Γαστρικό υγρό, Ρινικό επίχρισμα			
12	PCR <i>Yersinia pestis</i>	Αίμα σε αντιπηκτικό EDTA, ENY, Πτύελα, Βρογχικές εκκρίσεις, Ιστοί βιοψίας (εκτός φορμόλης), Επιφανειακές βλάβες δέρματος, Γαστρικό υγρό, Ρινικό επίχρισμα	2°έως 8°C	4 εργάσιμες ημέρες	
13	PCR <i>Chlamydia pneumoniae/psittaci</i>	Αίμα σε αντιπηκτικό EDTA, Πτύελα, Βρογχικές εκκρίσεις, Ιστοί βιοψίας (εκτός φορμόλης)	2°έως 8°C	4 εργάσιμες ημέρες	
14	PCR <i>Chlamydia trachomatis</i>	Ούρα, , Ουρηθρικό επίχρισμα, Ενδοτραχηλικό επίχρισμα, Κολπικό επίχρισμα	2°έως 8°C	4 εργάσιμες ημέρες	